



BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@brescianisrl.it - Sito internet www.brescianisrl.it

Catalogo prodotti

Pulizia > Atomizzatori e Deionizzatori

DEMINERALIZZATORE GAMMA

DEMIN. A RESINE SCAMBIO IONICO GAMMA NEW





BRESCIANISRL.it

materiali e attrezzature per il restauro

Bresciani Srl via Breda 142 - 20126 Milano - Tel 02 27002121 - Fax 02 2576184 - E-mail info@bresciansrl.it - Sito internet www.bresciansrl.it

Telaio di supporto in acciaio inox. Colonna con maniglie in acciaio inox. Attacchi rapidi in entrata e uscita differenti, coperchio superiore colonna con valvola a sfiato. Miscela di resine cationiche/anioniche ad alto potere di scambio. Dotato di prefiltro (entrata) e filtro (uscita) da 5/10 micron con cartucce intercambiabili a filo avvolto. Visualizzatore a DISPLAY LCD (conduttivimetro) per la misurazione della purezza acqua in μS . Alimentazione 12 volt mediante trasformatore incluso. Pressione max 3 bar Portata oraria 200 Litri Portata ciclo 1000 - 3500 Capacit  colonna 21 litri Dimensioni 400 x 300 x 1040(h) mm RIGENERAZIONE COLONNA GAMMA Art. 12106

ultima modifica: 3/-/0/2016

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	COD. CONF
12105	DEMIN. A RESINE SCAMBIO IONICO GAMMA NEW		
12106	RIGENERAZIONE COLONNA MOD.GAMMA		
12107	COLONNA AGGIUNTIVA PER MOD.GAMMA		